


Certificato di Verifica

Tipo di test	Citotossicità, proliferazione L 929 EN ISO 10993-5, -12, EN ISO 9363-1, LM P 4-06, LM SOP 4-06-01
Materiale testato	Remanium Secura - lega a base di CoCr, lotto 11212
Produttore	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstrasse 31, D-75228 Ispringen
Numero del test	042690-20 (il rapporto completo è a disposizione del cliente)
Esito del test	I risultati dimostrano che dalla lega a base di CoCr Remanium Secura non vengono liberate sostanze con effetti citotossici.



Dipl.-Ing. (FH) Jana Vogel
Ricercatore Capo



Dr. Madlon Timme
Manager Tecnico