

BIOKOMPATIBILITÄT ZERTIFIKAT

Prüfmaterial: Remanium CSe
Hersteller: DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31 D-75228 Ispringen
Prüfung:

Es wurde die folgende Prüfung zur Bestimmung der Biokompatibilität des Dentalmaterials nach ISO 10993-5, 1992: „Tests auf Zytotoxizität; *in vitro* Methoden“ durchgeführt. Die Prüfkörper wurden bei der Firma DENTAURUM hergestellt.

ZYTOTOXIZITÄT


Die zelltoxische Wirkung des Prüfmaterials wurde im Zellkulturtest *in vitro* unter Verwendung von L 929-Zellen (Fibroblastenzelllinie) untersucht: Untersuchung von Materialien für Medizinprodukte mit Extraktionsmethode und mit Proteinbestimmung.

Testergebnis: Remanium CSe zeigte keinen zytotoxischen Effekt.

BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH München

Behringstraße 6


D-82152 Planegg



Dr. Albrecht Poth

Bereichsleiter Biol. Sicherheitsprüfungen

Datum: 04.05.1998



Dr. Stefan Pfuhrer

Laborleiter Zellkultur

Datum: 04.05.1998

