

# CERTIFICATO

## DI BIOCOMPATIBILITÀ

**Materiale testato:** REMANIUM CSe

**Produttore:** DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG  
Turnstraße 31, D-75228 Ispringen

**Prova:** sono stati eseguiti i seguenti test sec. ISO 10993-5, 1992 per la determinazione della biocompatibilità dei materiali dentali: „Test di citotossicità; metodo *in vitro*“. I provini sono stati forniti dalla ditta DENTAURUM.

### CITOTOSSICITÀ


La tossicità cellulare dei provini è stata verificata con test in vitro in celle di coltura; sono state utilizzate L 929 cellule (fibroblasti): ricerche di materiali e prodotti medicali con metodi di estrazione e determinazione delle proteine.

**Risultato della prova:** REMANIUM CSe non ha mostrato alcun effetto di citotossicità.


**BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH - Monaco di Baviera**

Behringstraße 6

D-82152 Planegg

  
Dr. Albrecht Poth  
Data: 05.05.1998



  
Dr. Stefan Pfuhler  
Data: 05.05.1998