

Certificat d'Analyse

Analyse	Cytotoxicité, prolifération L 929, EN 30993-5, -12, ISO 10993-5, -12, LM SOP 4-06-01
Matériel	Alliage Remanium GM 380 + à base de cobalt-chrome ¹ ¹ Changement des spécifications matérielles d'analyse original selon l'instruction du client
Fabricant	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Postfach 440, D-75104 Pforzheim
Numéro d'analyse	000167-20 (le rapport complet est disponible chez le client)
Résultat d'analyse	Les résultats montrent que l'alliage Remanium GM 380 + à base de cobalt-chrome ne dégage pas des substances cytotoxique.



Dr. Madlon Timme
Responsable de l'analyse



Dr. Stephan Rossberger