


Certificato di Verifica

Tipo di test	Citotossicità, proliferazione L 929, EN 30993-5, -12, ISO 10993-5, -12, LM SOP 4-06-01
Materiale testato	Remanium GM 380 + - lega a base di cromo-cobalto ¹ ¹ Cambiamento della specificazione materiale della prova originale secondo l'istruzione del cliente
Produttore	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Postfach 440, D-75104 Pforzheim
Numero del test	000167-20 (il rapporto completo è a disposizione del cliente)
Esito del test	I risultati dimostrano che dalla lega a base di cromo-cobalto Remanium GM 380 + non vengono liberate sostanze con effetti citotossici.



Dr. Madlon Timme
Ricercatore capo



Dr. Stephan Rossberger