

# **CERTIFICAT**

## **de BIOCOMPATIBILITÉ**

**Produit examiné:** Alliage – dentaire CoCrMoW Triloy

**Fabricant:** DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG  
Turnstraße 31 D-75228 Ispringen

**Examen:**

L'alliage dentaire mentionné ci-dessus a fait l'objet de l'examen d'évaluation de sa biocompatibilité conforme à la norme ISO 10993-5, 1992 intitulée „ Tests de cytotoxicité; méthodes *in vitro*“. Les échantillons fournis avaient été fabriqués par la société DENTAURUM.

### **CYTOTOXICITÉ**


La cytotoxicité de l'alliage a été examinée *in vitro* dans le cadre d'un test de culture cellulaire en utilisant des cellules L 929 (lignées fibroblastiques): il s'agit d'un examen de matériaux pour produits médicaux avec méthode d'extraction et dosage des protéines.

**Résultat du test:** Alliage –dentaire CoCrMoW Triloy n'a manifesté aucun effet cytotoxique.

**BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH München**

Behringstraße 6

D-82152 Planegg



Dr. Albrecht Poth

le 10/01/2000

