


BE HAPPY!
JUST SMILE
SO FAST &
GENTLE.

discovery[®]
SMART sl



IT'S EASY #CLICK&GO

D
DENTAURUM
1886


Nous nous réjouissons que tu fasses le premier pas vers un sourire parfait et que tu aies choisi de t'engager dans cette voie avec nous ! Nos nouveaux brackets innovants garantissent un traitement orthodontique non seulement efficace, mais aussi confortable et rapide.

Qu'est-ce qu'un bracket ?

Un bracket est un petit support muni de quatre ailettes qui est collé sur la dent. Il sert à mobiliser les dents à l'aide d'un arc métallique afin de les placer dans la bonne position.


Le bracket classique :

Pour que le fil reste bien en place dans le bracket, il est fixé à l'aide d'un petit élastique ou d'un fil métallique, appelé ligature. Lors du remplacement de l'arc métallique, la ligature est également remplacée régulièrement.



Le bracket autoligaturant discovery® smart sl :

Ces brackets sont équipés du système de fermeture Click&Go intégré qui maintient l'arc de traitement en place de manière fiable. Les dents se positionnent ainsi plus facilement et plus rapidement, et l'appareil dentaire est plus facile à nettoyer.



GENTLE,
STABLE &
EFFICIENT
#CLICK&GO

SIMPLE
ET FIABLE
#CLICK&GO





ALL FEAT
MANY BE
SMILE, BR
CLICK&

TRAITEMENT INTELLIGENT. RÉSULTATS RAPIDES.

discovery® smart sl est notre tout nouveau bracket intelligent issu de la gamme premium établie discovery®. Le bracket a été spécialement conçu pour rendre ton traitement aussi rapide et confortable que possible. Tes brackets sont fabriqués au siège social de Dentauro, à Ispringen, au nord de la Forêt-Noire, spécifiquement pour toi.



En apprendre
plus en ligne !



URES
NEFITS
RACKET
&GO



TES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

○ Période de traitement plus courte

Les mouvements dentaires sont souvent rapides, car tes dents peuvent être efficacement mises dans la bonne position.

○ Moins de rendez-vous de suivi et de temps passé au cabinet

- Il n'est plus nécessaire de changer les élastiques, ce qui réduit le nombre de rendez-vous de suivi.
- Les arcs peuvent être changés plus rapidement grâce au mécanisme encliquetable simple – vous passez moins de temps au cabinet. Simple #CLICK&GO.

○ Plus grand confort de port

- La réduction des frottements, associée à l'application de forces contrôlées, garantit un mouvement dentaire efficace en douceur.
- Grâce à leur conception petite et plate, les brackets sont discrets, confortables à porter dans la bouche et peu gênants au quotidien.

○ Grande tolérabilité des matériaux

La base de bracket, structurée au laser et de forme anatomique, garantit une excellente tolérabilité des matériaux tout en offrant un support sûr et une grande stabilité.

○ Hygiène dentaire facilitée

Sans fils ni élastiques, les résidus alimentaires ont moins de chances de s'accumuler, ce qui rend le nettoyage plus simple et plus efficace.



Tu trouveras
ici nos conseils
d'entretien :

EMBALLAGE HYGIÉNIQUE

Après un processus de nettoyage minutieux, tes brackets sont hygiéniquement conditionnés dans un blister à double film, de manière entièrement automatisée. Tes brackets ne seront ouverts que pour toi, au cabinet.



Ton cabinet :



Dentaaurum Switzerland GmbH



Lindenweg 37A
4614 Hägendorf · Suisse



www.dentaaurum.ch

D
DENTAURUM
1886