


rema[®] 

Rivestimenti per protesi scheletrata




DENTAURUM
1886

Rapido...



Il rivestimento universale perfetto.

rema[®] dynamic S è un materiale di utilizzo particolarmente flessibile e semplice. L'elevata stabilità e levigatezza dei bordi nonché l'uniforme comportamento di espansione garantiscono un'eccellente precisione anche con strutture complesse.

- Assoluta flessibilità di preriscaldamento.
 - ciclo rapido
 - ciclo semi-rapido da 600 °C
 - ciclo convenzionale
- Eccellente comportamento anche in protesi combinata.
 - ottima precisione anche con strutture complesse
- Adatto per tutti i sistemi di duplicazione.
 - ottimo comportamento sia con silicone che gelatina
- Eccellente precisione.
 - elevata resistenza degli spigoli e superfici lisce

rema[®]
dynamic S 

Tempo di elaborazione	3 - 4 min
Preriscaldamento	Preriscaldamento costante, ciclo semi-rapido, ciclo rapido
Temperatura di preriscaldamento	900-950 °C
Resistenza alla pressione	12 MPa
Colore	verde

Rivestimento

20 kg (112 x 180 g)	REF 105-600-50
20 kg (40 x 500 g)	REF 105-610-50
8 kg (16 x 500 g)	REF 105-609-50

Liquido di miscelazione

1 l standard	REF 105-620-50
1 l rapido	REF 105-623-50



...flessibile e preciso.

Risultati eccellenti in tutte le situazioni.

Con rema[®] Exakt F la ricerca Dentauro è riuscita a migliorare ulteriormente il collaudato, classico materiale da rivestimento „rema[®] Exakt“. La nuova granulometria più fine rende il rivestimento ancora più attraente e convincente per le sue ottime proprietà di lavorazione e precisione. La ricetta, collaudata milioni di volte, è stata ulteriormente ottimizzata.

- Ulteriore sviluppo del classico rema[®] Exakt.
 - la collaudata ricetta è stata ottimizzata con granulometrie più fini
- Elaborazione molto semplice e confortevole.
 - consistenza ideale
 - buona fluidità
 - sufficiente tempo di lavoro
- Elevatissima precisione.
 - fusioni precise in tutte le situazioni
- Smuffolamento particolarmente semplice.
 - smuffolamento rapido e semplice sabbiatura



rema[®]
Exakt F

Tempo di elaborazione	3-4 min
Preriscaldamento	Preriscaldamento costante, preriscaldamento con arresti
Temperatura di preriscaldamento	950 - 1.000 °C
Resistenza alla pressione	10 - 14 MPa
Colore	rosa

Rivestimento	
20 kg (50 x 400 g)	REF 105-020-50
20 kg (100 x 200 g)	REF 105-021-50
8 kg (20 x 400 g)	REF 105-008-50
Liquido di miscelazione	
1 l	REF 105-501-00



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM