



compact
megapuls

La fonditrice compatta ad alta frequenza

compact megapuls

La fonditrice compatta ad alta frequenza

Megapuls compact

Minime dimensioni, massima potenza

La nuova fonditrice ad alta frequenza Megapuls compact è una centrifuga estremamente robusta e compatta che, nonostante le sue piccole dimensioni, è in grado di fondere qualsiasi lega dentale, sia preziosa che non preziosa.

La potenza della centrifuga garantisce il raggiungimento di eccellenti risultati anche nei casi di strutture particolarmente sottili. La fonditrice è inoltre caratterizzata da un design funzionale, dalla grande semplicità d'uso e da un ottimo rapporto prezzo/prestazione.



Vantaggi

Dimensioni compatte

Minima necessità di spazio

Potente centrifuga

Fusioni perfette anche con strutture sottili

Elevata potenza di fusione e rapido arresto del braccio di centrifugazione

Cicli di fusione molto brevi

Tecnologia a semiconduttori d'avanguardia

Tecnologia robusta ed affidabile

Facilità d'impiego

Per un lavoro rapido ed efficace

Regolazione continua della potenza di fusione

Ottimale processo di fusione e risultati perfetti

Abbassamento automatico della serpentina ad alta frequenza

Per un lavoro rapido e sicuro

Eccellente rapporto prezzo / prestazione

L'investimento ideale

Dati tecnici

Megapuls compact

REF 090-620-00

Assorbimento max.	2,4 kW
Assorbimento medio	1,5 kW
Output elettrico	max. 2,2 kW
Classe di protezione	I
Coppia d'avviamento	0 ... 21 Nm
Capacità di fusione max.	100 g di lega preziosa, 70 g di lega non preziosa (CoCr)
Temperatura di fusione max.	1750 °C
Necessità d'acqua di raffreddamento	1 l/min
Dimensioni (LxHxP)	560 x 400 x 580 mm
Peso	55 kg
Tensione di rete	230 V / 50/60 Hz



Accessori

Crogioli per Megapuls compact

REF 090-611-00

Crogioli in ceramica per CoCr-, NiCr- e leghe palladiate

- lunga durata
- rivestiti internamente
- minima adesione di metallo e scorie



Inserti in grafite

REF 090-615-00

- per crogioli REF 090-611-00
- per la fusione di leghe preziose



Banco con riciclo d'acqua

Permette l'economico ed ecologico utilizzo della fonditrice con acqua di raffreddamento a circuito chiuso. Contemporaneamente costituisce un piano d'appoggio stabile per la stessa fonditrice.



Dati tecnici

Potenza assorbita	220 W
Capacità del serbatoio	24 l
Necessità d'acqua	9 l/min
Pressione acqua max.	3,3 bar
Temperatura d'esercizio	15 – 40 °C
Temperatura d'immagazzinamento	5 – 40 °C
Dimensioni (LxHxP)	680 x 650 x 600 mm
Peso	35 kg
Tensione di rete	230 V / 50/60 Hz

Per eventuali domande sull'uso dei macchinari Dentauro, è disponibile la ns. Assistenza Clienti ai seguenti numeri:

Tel.: 051-86.25.80

Fax: 051/86.32.91

lab@dentauro.it

 **Ulteriori informazioni sui prodotti Dentauro sono disponibili nel sito**

www.dentauro.com

Data dell'informazione: 11/05


DENTAURUM
ITALIA S.p.a.

Via degli Speciali, 142/144 · Blocco 33 – CENTERGROSS · 40050 FUNO (BO)
Tel.: 051/86.25.80 · Fax: 051/86.32.91 · www.dentauro.it · E-Mail: info@dentauro.it